

SIE ERHALTEN UNSERE PRODUKTE ÜBER DEN SANITÄTSFACHHANDEL:

Bettauflagen

Rollstuhlauflagen

Tierformfelle

Fersenschoner

Ellenbogenschoner

Wärmetherapie-Schuhe

Wärmetherapie-Stiefel

Fell-Waschmittel



Unsere Produkte sind Medizinprodukte Klasse I (EU-Richtlinie 93/42 • MPG) und tragen die CE-Kennzeichnung.

PFLEGEHINWEISE

Schaffelle haben in Verbindung mit Sauerstoff eine Selbstreinigungskraft. Normalerweise ist es ausreichend, sie regelmäßig auszuschütteln und zu lüften. Bei Bedarf kann die Fellseite aufgebürstet und/oder vorsichtig mit einem speziellen Fell- oder Wollshampoo gesäubert werden.

Sie können relugangegerbte Felle in der Waschmaschine waschen (Wollwaschgang ); danach kurz anschleudern und während des anschließenden Trocknens das Fell immer wieder „in Form“ ziehen, um ein Festtrocknen der Fasern zu vermeiden. Sie können das Fell auch im Wäschetrockner trocknen (Einstellung: schranktrocken).

Bei Betauflagen empfehlen wir aufgrund der Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit des Felles die Reinigung durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

BITTE BEACHTEN SIE:

- dass durch Waschen dem Fell Wollfett (Lanolin) entzogen und die Lederseite durch häufiges Waschen langsam härter wird.

- dass das Leder (Fellrückseite) eine Faserstruktur hat, die sich während des Trocknens zusammenzieht.

Das ist eine natürliche Erscheinung. Es wird deshalb empfohlen, die Lederseite im feuchten Zustand immer wieder in Form zu ziehen.

Felle oder daraus gefertigte Artikel nie zum Trocknen auf die Heizung oder in die pralle Sonne legen.

Moritz Reha-Hilfen GmbH

Lindenstraße 6 • D-04416 Markkleeberg
Fon +49 (0) 341 3383758 • Fax +49 (0) 341 3383763
www.rehamoritz.de • info@rehamoritz.de • 0918



MEDIZINISCHE SCHAFFELLE





MEDIZINISCHE SCHAFFELLE

- sind relugangegerbt (Glutaraldehyd)
- weder gebleicht noch gefärbt
- nicht chemisch ausgerüstet oder geruchsfrei gemacht

WIR VERARBEITEN

- ausschließlich hochwertige Rohwaren z.B. australischen Ursprungs
- umweltgerecht in einem Familienbetrieb in Süddeutschland gegerbt
- mit dichtem Wollvlies und gleichmäßig auf 30 mm geschoren
- Formaldehyd- und PCP-frei

MEDIZINISCHE SCHAFFELLE

- nehmen Transpirationsfeuchtigkeit sofort auf und geben sie siebenmal schneller an die Luft ab als z.B. Synthetikfasern
- können bis zu 30% ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen und fühlen sich nie nass oder kalt an
- isolieren Wärme fünfmal besser als Baumwolle
- sorgen für eine gleichmäßige Temperatur und gewährleisten die natürliche Atmung der Haut
- wirken geruchsneutralisierend
- aktivieren die Durchblutung und die Abwehrkräfte
- fördern die Entspannung und die Regeneration des Körpers
- sind ausgesprochen temperaturnausgleichend und deshalb sehr gut für Winter und Sommer geeignet



MEDIZINISCHE SCHAFFELLE

- Rheuma
- Nervosität
- Kreislaufstörungen
- Neuralgien
- zur Dekubitus-Prophylaxe